



リアルタイムPCRの基礎を学べる! SARS-CoV-2 RT-qPCR Detection Kit

製品概要

本品は、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2; COVID-19の原因ウイル ス)をTagMan®プローブを用いた1-step RT-gPCR法で検出する検査 キットです。

キットには、国立感染症研究所の病原体検出マニュアル 2019-nCoV Ver.2.9.1に記載されているプライマー及びプローブとポジティブコン トロールRNAが含まれます。

実習用途として、付属のポジティブコントロールRNAを検出し、陽性・ 陰性判定を行うことでリアルタイムPCRの基礎を学ぶことができます。



製品の外観

- ✓ リアルタイムPCRの基礎・原理を学べる!
- ✓ 約45分で測定完了!
- ✓国立感染症研究所検出マニュアル準拠の プライマーとプローブ付属
- ✓ 約600ウェル分測定可能!
 - ※2種類のプライマー・プローブ及びポジティブコントロールが含まれており、 各300回ずつ測定可能です。

最近話題のリアルタイムPCRとは何か、基礎から短時間で学べるわね。 実際に新型コロナウイルスを検出するわけではないから安心ね。



操作方法





調液



本キット

検体(ポジティブコントロール)



リアルタイムPCRで解析(約45分)

286-32851

RT-qPCR反応条件						
Predenature	90°C	30秒				
Reverse Transcription	60°C	5分				
Predenature	95°C	1分				
Denature	95°C	3秒	1544 / 5 11			
Annealing & Extension	60°C	5秒	<u></u> 45サイクル			


45分 ※装置の実稼働時間 (合計設定時間は13分)

(約600ウェル用)

No.	品名		規格	容量	希望納入価格(円)
2851	SARS-CoV-2 RT-qPCR Detection Kit	F°	遺伝子研究用	50回用 (約600ウェル用)	160,000

原 理


本キットではリアルタイムPCRのTagman® Probe法を採用しています。TagMan® Probe法では、 FRET (蛍光共鳴エネルギー移動)を利用してDNA増幅の測定を行います。



- 1. PCRの反応溶液に、TagMan®プローブを加えて増幅を行う。DNA ポリメラーゼは、通常のものではなくTaq DNAポリメラーゼを用い
- 2. TagMan® プローブが、鋳型DNAに結合する。
- 3. Tag DNAポリメラーゼがDNAを伸長する際に、TagMan® プローブ を分解する。
- 4. FRET蛍光分子ペアが互いに解離し、クエンチされていた蛍光分子 が発光するようになる。

使用例

- 1. コピー数の異なるポジティブコントロールRNAを用意し、未知検体として学生に渡します。
- 2. 調液し、PCRで測定を行います。
- 3. 測定結果より、陽性・陰性を判定します。
- 4. 検出されたCt値が検体によって異なる理由について考察します。



番号	コピー数	Nセッ	Nセット Cq値		
1	50000	29.07	29.00		
2	5000	32.53	32.73		
3	500	36.51	36.39		
4	50	39.89	39.91		
(5)	5	42.45	N/A		
6	陰性対照	N/A	N/A		



検体のコピー数が異なると、検出Ct値も異なるね。 実際コロナウイルスを検出する場合、Ct値が高い検体、低い検体の違いは何だろう?考えてみよう。

Ref ···2~10℃保存 F ····-20℃保存 -80 ···-80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。 ■·1 ····化審法 第一種特定化学物質 ■·2 ····化審法 第二種特定化学物質 促氏1 ····化学兵器禁止法 第一種指定物質 促氏2 ····化学兵器禁止法 第二種指定物質 覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。 覚 国民保護法…生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。 上記以外の法律及び最新情報は、弊社試薬サイト (https://labchem-wako.fuiifilm.com)をご参照下さい。

◆本文に収載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。 ● 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

士フイルム 和光純薬株式会社

〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表) 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 中国営業所
- 東海営業所 横浜営業所
- 筑 波 営 業 所 東 北 営 業 所
- 00 フリーダイヤル 0120-052-099
- 試薬URL: https://labchem-wako.fujifilm.com
- 北海道営業所
- TEL:+1-804-714-1920 FAX:+1-804-271-7791
- 富士膠片和光 (香港)有限公司

Room 1111, 11/F, International Trade Centre, 11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong TEL:+852-2799-9019 FAX:+852-2799-9808

- FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation
 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA
 FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH
 Fuggerstr 12, 41468 Neuss , Germany TEL:+49-2131-311-0 FAX:+49-2131-311-100
 - ■富士膠片和光(広州)貿易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室 TEL:+86-20-8732-6381 (广州) TEL:+86-21-6288-4751 (上海) TEL:+86-10-6413-6388 (北京)