

# Value Collection 2022

30% OFF

NEW!



P.3

大容量  
超強カアスピレーター

30% OFF

NEW!



P.3

強力アスピレーター  
(アナログタイプ)

25% OFF



P.3

ポータブル  
ドライアスピレーター

25% OFF



P.4

オートクレーパブルマイクロピペット  
*Nichipet Air*

MAX  
40% OFF



P.5

マイクロピペット各種

27% OFF



P.8

空冷ファン付き  
小型ブロックインキュベーター

MAX  
30% OFF



P.8

サーモリッド付き  
小型ブロックインキュベーター

25% OFF



P.9

小型簡易遠心機  
(回転速度可変式)

14% OFF



P.9

小型簡易遠心機

20% OFF



P.9

ボルテックス  
ミキサー

19% OFF



P.10

UV殺菌機能付き  
ピペットスタンド

15% OFF



P.10

卓上小型  
高圧蒸気滅菌器

30% OFF



P.11

マイクロプレート用  
シェーカーインキュベーター

20% OFF



P.11

小型  
多機能ローテーター

裏表紙

## 自動分注機

キャンペーン期間内のお引合いご購入で  
送料・設置料が無料!!



NichiMart CUBE NSP-7000R

## 消耗品各種 MAX55%OFF!!

P.4



Nichipet Air  
10000µL専用チップ

P.6

NEW!



ディスポーザブル  
浅型滅菌シャーレ

P.6



リザーバー  
(白色、透明)

P.6



ディスポーザブル  
遠洗管

P.8



マイクロチューブ

P.10



オートクレーブ用  
滅菌バッグ

P.7



チップ各種\*

\*P.7掲載製品は通常小売価格での販売となります。

専用FAX注文書詳細は次ページ上部をご確認ください→

# ご注文方法



本キャンペーン対象製品のご注文は専門FAX注文書にて承ります。

弊社ホームページTOP画面下部のキャンペーンバナー、右下のQRコード [専門FAX注文書]  
または、下記URLより注文書をダウンロードの上、必要事項を記入し、  
販売店にお渡しください。

<https://www.sotuu.net/nichiryoy/camp2205.html>



●ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れ入りますが、ご了承ください。 ●注文書のご利用には表計算アプリケーションの「Excel」または「Numbers」が必要です。

## ドリームバンク会員募集中!

ニチリョードリームバンクとは、製品をお使い頂いているお客様にポイントサービスや定額制の修理などお得で便利なサービスをご提供している無料会員サービスです。その他、会員様限定のキャンペーン情報を配信させていただきます。

●ポイントサービス・・・製品に応じてご購入時にドリームバンクポイントが付与されます。ドリームバンクポイントを貯めると、製品の交換や修理を行うことができます。  
■ポイント付与例：Nichiept EX II を 1 本ご購入：1pt

**Dream Bank**

新規会員登録はこちら➔

ニチリョー ドリームバンク 🔍



### ポイント登録方法

製品の中に右記ポイントカードが同封されています。こちらに記載されているシリアルナンバーをご自身の会員ページにてご入力ください。

シリアルナンバー ➔

NICHIRYO DreamBank Point Serial  
ドリームバンクポイントシリアル  
[www.nichiryoy.co.jp/](http://www.nichiryoy.co.jp/)

当社ホームページへアクセス、ドリームバンクページへログインし、下記シリアルナンバーをご入力ください。  
To access our homepage, log in to Dream Bank. Please enter the serial number below.

Serial Number: 000-000000-0000

### Point1 ポイント交換

貯めたポイントをマイクロピペット・消耗品などの製品と交換することができます。

●対象製品、または交換必要ポイント数については予告なく変更する場合があります。



### Point2 ポイント修理

貯めたポイントでマイクロピペットおよびディスペンサーの修理を行うことができます。

●専用の修理依頼書が必要になります。

#### 3ポイントで修理

対象製品：Nichipet Air、Nichipet EX II、Nichipet EX Plus II、Nichipet Premium、Nichipet Premium LT、NICHIRYO Le、Nichipet FII&VII、JUSTOR 1100DG

#### 5ポイントで修理

対象製品：Nichipet EX II MULTI、Nichimate Stepper、MODEL 8100、MODEL 8800、Pipettemate NEO

### Point3 おまかせ修理

どんな症状でも基本料金のみでマイクロピペットを修理することができます。定額制のため、お見積りが不要です。交換パーツはすべて無償です。

#### シングルチャンネル…5,200円

対象製品：Nichipet Air、Nichipet EX II、Nichipet EX Plus II、Nichipet Premium、Nichipet Premium LT、NICHIRYO Le、Nichipet FII&VII、JUSTOR 1100DG

#### マルチチャンネル…8,200円

対象製品：Nichipet EX II MULTI

おトクがいっぱい!



大容量超強力アスピレーター


# Nichimate ASPIRATOR III

NEW!

ハンドオペレーターと各種ノズル/アダプターが標準付属ですぐに使える、フットスイッチも備えた大容量超強力モデル。吸引速度は調節可能。

30% OFF

デモ機 貸出OK



ハンドオペレーターその他、ステンレスニードルノズルやマイクロビペットのチップが使用できるアダプターが付属します。



廃液リザーバーキャップにオーバーフロー防止機構を備えています。



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-3	吸引速度: ~26L/min (空気における値)、真空度調節範囲: 0~600mmHg (0~80kPa)、廃液容量: 約2.5L、電源: AC100V、主な付属品: フットスイッチ×1、エアフィルター×1、リザーバー(キャップおよびガラス瓶)×1、吸引チューブ長・短×各1、ハンドオペレーター×1、チップ用アダプター1ch×1、チップ用アダプター1ch エジェクタ付き×1、チップ用アダプター8ch×1、ステンレスニードルノズル1ch×1、ステンレスニードルノズル8ch×1	138,000円	96,600円

●ハンドオペレーターおよび各ノズル/チップ用アダプター、各チューブジョイント、リザーバーキャップは、いずれもオートクレーブや乾熱滅菌はできません。●紫外線耐性は備えていませんので、殺菌灯照射下に放置しないでください。●マイクロビペット用チップ(200~300μL)は、別途ご用意ください。●吸引した液体は溜めっぱなしにせず、速やかに廃棄してください。●製造時期により、本体や付属品の外装等の色味や形状等が多少変わる場合があります。●廃液リザーバーのキャップおよびボトルは、破損時等のために単品販売も行っています。キャップ=00-NASP-3-RP2:7,000円、ボトル(ガラス瓶)=00-NASP-3-RP3:7,000円。

強力アスピレーター(アナログタイプ)


# Nichimate ASPIRATOR IIa

NEW!

ハンドオペレーターと各種ノズル/アダプターが標準付属ですぐに使える、吸引力と取り回しの良さを兼ねたモデル。吸引速度はある程度の調節が可能。

30% OFF

デモ機 貸出OK



ハンドオペレーターその他、ステンレスニードルノズルやマイクロビペットのチップが使用できるアダプターが付属します。



廃液リザーバーキャップにオーバーフロー防止機構を備えています。



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-2A	吸引速度: ~8L/min (空気における値)、真空度調節範囲: 0~525mmHg (0~70kPa)、廃液容量: 約1000mL、電源: AC100V、主な付属品: ノズル/アダプターホルダー×1、エアフィルター×1、リザーバー(キャップおよびポリ瓶)×1、吸引チューブ長・短×各1、ハンドオペレーター×1、チップ用アダプター1ch×1、チップ用アダプター1ch エジェクタ付き×1、チップ用アダプター8ch×1、ステンレスニードルノズル1ch×1、ステンレスニードルノズル8ch×1	88,000円	61,600円

●ハンドオペレーターおよび各ノズル/チップ用アダプター、各チューブジョイント、リザーバーキャップは、いずれもオートクレーブや乾熱滅菌はできません。●紫外線耐性は備えていませんので、殺菌灯照射下に放置しないでください。●マイクロビペット用チップ(200~300μL)は、別途ご用意ください。●吸引した液体は溜めっぱなしにせず、速やかに廃棄してください。●製造時期により、本体や付属品の外装等の色味や形状等が多少変わる場合があります。●廃液リザーバーのキャップおよびボトルは、破損時等のために単品販売も行っています。キャップ=00-NASP-2-RP3:4,000円、ボトル(ポリ瓶)=00-NASP-2-RP4:5,000円。

ポータブルドライアスピレーター

# Nichimate ASPIRATOR

単三乾電池でも最大8時間駆動。  
 ほど良い吸引力、超コンパクトサイズ。  
 少量の廃液を吸引するライトユーザー向け。



上面に50mLディスプレイ遠注管を挿入できます。



ペン型吸引ノズルのリーク穴を塞ぐと吸引ON、開放するとOFF。

25% OFF

デモ機 貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-1	吸引速度: ~50mL/min (1000μLチップ使用時) 廃液容量: 250mL、電源: 単三乾電池×2、またはAC100V 主な付属品: ペン型吸引ノズル*	70,000円	52,500円

\*マイクロビペット用のチップ(200~300μLまたは1000μL、別途ご用意ください)を取り付けて使用します。●ポンプ保護フィルターや排気用フィルターは備えていません。●紫外線耐性は備えていませんので、殺菌灯照射下に放置しないでください。●吸引した液体は溜めっぱなしにせず、速やかに廃棄してください。●廃液リザーバーのボトル(ガラス瓶)は、破損時等のために単品販売も行っています(00-NASP-RP3:5,000円)。



オートクレーバブルマイクロピペット

# Nichipet Air<sup>®</sup>

25% OFF

ドリームバンクポイント  
1 point

AC  
滅菌可

デモ機  
貸出OK

Nichipetシリーズ最新モデル。  
世界最軽量級、最高水準の精度・再現性。  
長時間使用や反復使用による疲労を低減。



Nichipet Air  
イメージキャラクター  
Nichipet Airくん



プッシュボタンと容量  
可変ハンドルを分離。  
ロック機構を省略。



専用治具で簡単な  
キャリブレーション。



手にフィットしやす  
い形状。



回すだけで着脱でき  
るエジェクタパイプ。



約70gの本体重量を  
達成しつつもオート  
クレーブ滅菌可能。



最大70% (当社比)  
低減したストローク  
荷重。



3箇所での表示と色分  
けで、容量モデルの  
識別が容易。



容量モデル毎に色分け (全8色)



吐出性能を向上する  
ハイパープロアシステ  
ムを2・10・20μLに搭載。



握ったときに隠れな  
いポリボリュームインジ  
ケータ。

製品コード (識別カラー)	容量範囲 (μL)	精度 (%)	再現性 (%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-2 (グレー●)	0.1~2	~±1.4*	~≤0.7*	36,000円	27,000円
00-NAR-10 (ピンク●)	0.5~10	~±1.0	~≤0.4		
00-NAR-20 (クリーム●)	2~20	±3.0~±1.0	≤1.5~≤0.3	33,000円	24,750円
00-NAR-100 (オレンジ●)	10~100	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.2		
00-NAR-200 (イエロー●)	20~200	±1.8~±0.6	≤0.7~≤0.2		
00-NAR-1000 (ブルー●)	100~1000	±1.0~±0.6	≤0.6~≤0.2	38,000円	28,500円
00-NAR-5000 (グリーン●)	500~5000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15		
00-NAR-10000 (ホワイト●)	1000~10000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15	43,000円	32,250円

\*NAR-2の0.2μL以下における精度・再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。●キャリブレーション用の専用治具は別売です (00-NAR-AT:3,000円)。



10000μL用チップ



カローセルスタンド

## ■ 10000μL用チップ (Nichipet Air専用)

製品コード	パッケージ	容量範囲	材質	容量目盛	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-BMT2-ZS	バラレク	1000μL	PP	1000μL 単位	200本	8,800円	6,600円
00-BMT2-ZSR	ラックチップ	?			40本× 2ラック		
00-BMT2-ZSRB	滅菌済ラックチップ	10000μL			14,000円	10,500円	

## ■ カローセルスタンド

製品コード	適合ピペット / 収納本数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-STD	・Nichipet Air ・Nichipet Premium LT ・Nichipet Premium ・NICHIRYO Le いずれも8本収納可能。	15,000円	11,250円

ドリームバンクポイント  
0.2 points

UV  
殺菌可

AC  
滅菌可

オートクレーバブルマイクロピペット

# Nichipet® EX II

ドリームバンクポイント  
1 point

AC  
滅菌可

UV  
殺菌可

30%  
OFF


デモ機  
貸出OK



チューブオープナー  
(別売)



【チューブオープナーの  
使いかた】



Nichipetシリーズ  
イメージキャラクター  
EX IIくん

多くの方々の  
手に馴染んできた  
国産オートクレーバブル  
マイクロピペットの  
スタンダードモデル。

製品コード	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPX2-2	0.1~2	~±3.0*	~≤1.0*	31,500円	22,050円
00-NPX2-10	0.5~10	~±1.0	~≤0.5		
00-NPX2-20	2~20	±5.0~±1.0	≤3.0~≤0.4		
00-NPX2-100	10~100	±2.0~±0.8	≤1.0~≤0.3	28,500円	19,950円
00-NPX2-200	20~200	±1.0~±0.8	≤0.5~≤0.2		
00-NPX2-1000	100~1000	±1.0~±0.7	≤0.5~≤0.2		
00-NPX2-5000	1000~5000	±1.0~±0.6	≤0.3~≤0.2	31,500円	22,050円
00-NPX2-10000	1000~10000	±2.0~±0.4	≤0.4~≤0.2	38,500円	26,950円

\*NPX2-2の0.2μL以下における精度・再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。  
●チューブオープナーは別売です(00-NTO-001:3個入,2,000円)。

オートクレーバブルマルチチャンネルマイクロピペット

# Nichipet® EX II MULTI

ドリームバンクポイント  
8ch:2 points

ドリームバンクポイント  
12ch:3 points

35%  
OFF

デモ機  
貸出OK

AC  
滅菌可

UV  
殺菌可



本体丸ごと  
オートクレーブ可能な  
ベストセラーモデルの  
マルチチャンネルタイプ。

Ch数	製品コード	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
8	00-NPM-8VP	0.5~10	~±2.0*	~≤1.0*	77,000円	50,050円
	00-NPM-8SP	5~100	~±0.8	~≤0.3		
	00-NPM-8LP	20~200	±3.0~±0.9	≤0.6~≤0.3		
	00-NPM-8KP	30~300	±3.0~±0.6	≤1.0~≤0.3		
12	00-NPM-12VP	0.5~10	~±2.0*	~≤1.0*	100,000円	65,000円
	00-NPM-12SP	5~100	~±0.8	~≤0.3		
	00-NPM-12LP	20~200	±3.0~±0.9	≤0.6~≤0.3		
	00-NPM-12KP	30~300	±3.0~±0.6	≤1.0~≤0.3		

\*NPM-8VP/12VPの1μL以下における精度・再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。

オートクレーバブルマイクロピペット

# Nichipet® EX Plus II

ドリームバンクポイント  
1 point

AC  
滅菌可

UV  
殺菌可

30%  
OFF

デモ機  
貸出OK



【O-リング  
耐薬性】



溶剤に対する  
耐薬品性に優れた  
ニチペットシリーズ  
有機溶媒、耐酸性  
対応モデル。

製品コード	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPLO2-2	0.1~2	~±3.0*	~≤1.0*	39,000円	27,300円
00-NPLO2-10	0.5~10	~±1.0	~≤0.5		
00-NPLO2-20	2~20	±5.0~±1.0	≤3.0~≤0.4		
00-NPLO2-100	10~100	±2.0~±0.8	≤1.0~≤0.3	35,000円	24,500円
00-NPLO2-200	20~200	±1.0~±0.8	≤0.5~≤0.2		
00-NPLO2-1000	100~1000	±1.0~±0.7	≤0.5~≤0.2		
00-NPLO2-5000	1000~5000	±1.0~±0.6	≤0.3~≤0.2	42,000円	29,400円
00-NPLO2-10000	1000~10000	±2.0~±0.4	≤0.4~≤0.2	51,000円	35,700円

\*NPLO2-2の0.2μL以下における精度・再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。

エルゴノミックマイクロピペット

# NICHIRYO Le

ドリームバンクポイント  
1 point

40%  
OFF

デモ機  
貸出OK



軽量で  
扱いやすい入門用。

製品コード	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NLE-10	0.5~10	~±1.2*	~≤0.8*	16,500円	9,900円
00-NLE-20	2~20	±5.0~±1.2	≤3.0~≤0.8		
00-NLE-100	10~100	±2.0~±1.0	≤1.0~≤0.6		
00-NLE-200	20~200	±1.2~±0.8	≤1.0~≤0.6		
00-NLE-1000	100~1000	±1.2~±0.7	≤0.8~≤0.5		

\*NLE-10の0.5μLにおける精度・再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。

UV  
殺菌可 カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線によるダメージはございません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります(精度・再現性に影響はありません)。

NichimateAqua™

ディスポーザブル浅型滅菌シャーレ


# NichimateAqua Schale

NEW!

サンプル提供OK

クリーンルームで製造された高品質シャーレ。  
培地を節約できる浅型、電子線滅菌済み。  
コロニーカウントに便利な4分割ライン入り。

- ガラス製品並に透明度の高い、高品質シャーレ。
- クラス10,000のクリーンルームで製造、電子線滅菌済み。
- 培地を節約できる浅型で、コロニーカウントに便利な4分割ラインをモールド。
- クリーンルーム持ち込み対応の二重包装。



フタおよび底面に4分割ラインをモールド



30% OFF

製品コード	外形寸法	材質	滅菌	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
00-SL-90	φ90×15Hmm	高強度ポリスチレン	電子線滅菌	ダンボールケース(470×470×385Hmm)	600枚(12枚×25包×2袋)	12,000円	8,400円(14円)

NichimateAqua™

リザーバー(白色PS製、透明PET製)

# Reagent Reservoir

25% OFF

白色PS製は試薬や試料が無駄になりにくいデザイン。  
8ch対応の10mLサイズあり。  
透明PET製は個包装かつリーズナブル。

RNase/DNase FREE  
Non-Pyrogenic Endotoxin FREE  
サンプル提供OK  
(白色PS製) (白色PS製)

RV-100S  
(白色PS製)



RV-PET50S  
(透明PET製)



容量	製品コード	材質	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
10mL	00-RV-10	白色 ポリスチレン	5個包装 滅菌済	5× 40個	21,000円	15,750円 (79円)
25mL	00-RV-25					
50mL	00-RV-50					
100mL	00-RV-100					
10mL	00-RV-10S	透明PET製	個包装 滅菌済	100個	16,000円	12,000円 (120円)
25mL	00-RV-25S					
50mL	00-RV-50S					
100mL	00-RV-100S					
50mL	00-RV-PET50S	ポリエチレンテレフタレート	個包装滅菌済	50個	6,000円	4,500円(90円)

NichimateAqua™

ディスポーザブル遠沈管

# Centrifuge Tube

MAX 20% OFF

遠心強度20,000×g。  
キャップのシール性が高く、耐熱・耐寒に優れる。  
安心の国内製造、滅菌済。

121°C  
20min Autoclavable  
RNase/DNase FREE  
Non-Pyrogenic Endotoxin FREE  
サンプル提供OK



キャップ上面はフラットな形状書き込み可能




容量	製品コード	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
15mL	00-ETS-CT-15	バルク滅菌済	400個(50×8個)	11,000円	9,350円(23円)
50mL	00-ETS-CT-50		200個(20×10個)	9,000円	7,200円(36円)

# Low Retention Tip & Low Retention FilterTip

※在庫限りの商品です。在庫切れとなった場合はご了承ください。

撥水性を改善する樹脂と成形技術により、液切れ性能を格段に向上。  
粘性が高めの溶液や、吐出時の泡膜が厄介な界面活性剤に効果的。



●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問い合わせください。

	容量	製品コード	長さ	パッケージ	入数	希望小売価格
フィルターなし	10 μL (ロング)	00-LRT-10LRB	45.8mm	ラック入り 滅菌済	96本×10ラック	7,500円
	200 μL	00-LRT-200RB	50.8mm			8,500円
	300 μL	00-LRT-300RB	55.9mm			9,500円
	1250 μL	00-LRT-1250RB	90.2mm			
フィルターあり	10 μL (ロング)	00-LRT-F10LRB	45.8mm	ラック入り 滅菌済	96本×10ラック	13,500円
	20 μL	00-LRT-F20RB	50.8mm			
	100 μL	00-LRT-F100RB				
	200 μL	00-LRT-F200RB				
	300 μL	00-LRT-F300RB	55.9mm			
	1250 μL	00-LRT-F1250RB	90.2mm			14,000円

エコミーフィルターチップ

# Economy Filter Tip



※在庫限りの商品です。在庫切れとなった場合はご了承ください。

ラック入り滅菌済みで  
提供されるフィルター付きチップ。



●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問い合わせください。

容量	製品コード	容量範囲	長さ	パッケージ	入数	希望小売価格
10 μL (ロング)	00-ETS-FSSRB	0.5~10 μL	45mm	ラック入り 滅菌済	96本×10ラック	13,000円
200 μL	00-ETS-FAGRB	1~200 μL	52mm			
300 μL	00-ETS-FKRB	1~300 μL				

空冷ファン付き小型ブロックインキュベーター

# Nichimate Dry Bath II

空冷ファンにより、使用中の温度を  
低い温度に変更した際の降温時間を短縮。

ブロック交換で、0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mL  
マイクロチューブに対応。

超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度\*。

\*ブロック温度:20℃ → 100℃が15分以下

27%  
OFF

デモ機  
貸出OK



本体底面の  
空冷ファン



### 空冷ファンの効果

約21℃の室温下において、ブロック温度が  
100℃から37℃に下がるまでに要する時間を計測。

00-NDB (旧製品) …約60分 00-NDB-2 (本製品) …約20分

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NDB-2	使用温度範囲*: 室温+5℃~+100℃ (冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) ブロック温度調節精度*: +100℃時: ≤±0.5℃、+40℃時: ≤±0.3℃ ブロック温度移行速度*: +20℃ → +100℃: ≤15min 使用環境温度範囲: +4℃~+35℃ 温度プログラム運転: 2セグメントプログラムを9個保存可能 (温度メモリー的な使用も可能) 電源 (ACアダプタ): 100-240V, 1.2A	50,000円*2	36,500円*2

\*1. 使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。\*2. ブロックは別売です (下記参照)。●空冷ファンは、設定温度と現在温度に応じて自動的に動作します。作動中は作動音がする他、本体底面から多少の風が出ます。●製品の仕様や外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。●写真の容器は付属しません。

■別売部品: ブロック 本体と一緒に必ずお求めください。

製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック (8×5本架)	00-NDB-B002PS	18,000円	1.5mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B015MS	16,000円
0.5mL マイクロチューブ用ブロック (24本架)	00-NDB-B005MS	16,000円	2.0mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B020CS	

小型ブロックインキュベーター

# Nichimate Dry Bath series

超コンパクトサイズ。  
小型ならではの速い温度移行速度。  
サーモリッドは試料の蒸発を低減。



30%  
OFF

デモ機  
貸出OK

20%  
OFF

デモ機  
貸出OK

00-NDB+  
ドライバス・プラス

00-NDB-C  
ドライバス・クール

製品タイプ	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
加熱・サーモリッド	00-NDB+	温度範囲: 室温+5℃~+100℃ (+20℃ → +100℃ ≤15min)	70,000円*2	49,000円*2
加熱・冷却・サーモリッド	00-NDB-C	温度範囲: 室温-25℃~+100℃*1 (+20℃ → +100℃ ≤15min、+26℃ → +4℃ ≤30min)	120,000円*2	96,000円*2

\*1. 室温から25℃低い温度までブロックを冷却可能。ただし最大で-10℃まで。\*2. ブロックは別売です (下記参照)。●サーモリッドは、設定温度と同じ温度に自動制御されます。ただしクールの冷却時にはOFFになります。

■別売部品: ブロック 本体と一緒に必ずお求めください。

製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック (8×5本架)	00-NDB-B002PS	18,000円	1.5mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B015MS	16,000円
0.5mL マイクロチューブ用ブロック (24本架)	00-NDB-B005MS	16,000円	2.0mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B020CS	

NichimateAqua™

マイクロチューブ (キャップロックタイプ)



# Micro Tube

ガードピンで片手操作時の  
コンタミネーションリスクを低減。



MAX  
55%  
OFF

タイプ	容量	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格 (単価)
キャップ ロック	1.5mL	00-ETS-MC-15	1,000個	4,000円	1,800円 (1.8円)
	2.0mL	00-ETS-MC-20	1,000個	4,500円	2,250円 (2.25円)

小型簡易遠心機(回転速度可変式)

# Nichimate Flush Plus

回転速度可変式(3,000~10,000rpm)。

タイマー運転のほか、カバー開閉で

回転ON/OFFも可能。

コンバインド・ローターで、

ローター交換不要。



タイマー時間は秒と分を切替可能



カバーのロック解除は、軽くレバーを押し下げるだけ



25% OFF

デモ機  
貸出OK



コンバインド・ローター

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF+	回転速度範囲:3,000~10,000rpm(設定単位:1,000rpm) <sup>*1</sup> 最大遠心力(RCF):500~5,600×g <sup>*1</sup> 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様) <sup>*2</sup> タイマー時間設定範囲:0~999秒/1~999分(秒と分を切替式) 使用可能容器と最大架数 <sup>*3</sup> :0.2mLマイクロチューブ(PCRチューブ)、シングル×16(24)本または8連×2本、0.5mLマイクロチューブ×8(16)本、1.5mLまたは2.0mLマイクロチューブ×8本 <sup>*4</sup> 本体の外形寸法及び重量:156×176×138Hmm、約1.6kg(ローター含む) 標準付属品:コンバインド・ローター×1個(取付済)、0.2mL用チューブアダプター×8個、0.5mL用チューブアダプター×8個 電源:100-240V、1.0A、50-60Hz、最大消費電力約70W、3Pプラグ	68,000円	51,000円

- \*1 負荷や環境温度、使用年数によっては、設定した回転速度(遠心力)に満たない場合があります。なお、モーター寿命は約1,000時間(1日に1時間、年に200日使うとして約5年)です。
- \*2 カバーのロックをはずすとローターの回転停止が始まりますが、完全停止するまではカバーを開けないでください。
- \*3 カッコ内の本数は、チューブアダプターを使用した場合の最大架数です。この場合の本数を同時に載せることはできません。なお、試料容器1本あたりの重量は3gまでにしてください。
- \*4 ネジロタイプはキャップ同士が干渉して全数を載せられない場合があります。
- 遠心時は、重量バランスが偏らないようにマイクロチューブ(試料)を載せてください。
- 本製品は、液滴を簡便にスピンドダウン(フラッシュ遠心)するための簡易遠心機です。核酸のエタノール沈殿等、長時間の遠心を要する用途にはご使用になれません。
- 製造時期により、本体や付属品の外装等の色味や形状等が多少変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

小型簡易遠心機

# Nichimate Flush

フタの開閉でON/OFF。

付属のアダプターやローター交換で

5種類のマイクロチューブに対応。



0.2mL用ローター



1.5/2.0mL用ローター



14% OFF

デモ機  
貸出OK

製品コード	最大回転数	容器架数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF	6,000r/min (2,000×g)	・1.5/2.0mL×8本 ・0.5mL×8本(付属アダプター使用) ・0.2mL×8本(付属アダプター使用) ・0.2mL(8連)×4本(付属ローターに交換)	39,800円	34,228円

ボルテックスミキサー

# Nichimate Mixer

強力ミキシングと

抜群の本体安定性を両立。

50mL遠沈管なら液量が


40mLでも確実に攪拌。



別売のフラットホーム



付属の標準ヘッド



20% OFF

デモ機  
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NMX	震動速度:200~3,000r/min	39,800円	31,840円
00-NMX-F	フラットホーム:凹凸がついた平らで広いヘッド	5,800円	-

UV殺菌機能付きピペットスタンド

# Nichimate UV Carousel

19% OFF

立てておくついでにマイクロピペット下部にUV照射。  
28分間の照射で表面の汚染微生物を99.9%殺菌。  
マイクロピペットをクリーンな状態に保てます。

■実験データ

S. aureus (1.5×10<sup>6</sup> cfu/10μL) を下部表面3箇所に塗布して汚染したマイクロピペットを本製品により殺菌灯に28分間照射した後、汚染箇所をそれぞれ拭き取って寒天培地に塗抹した。マイクロピペットを3本用いて計3回行ったところ、以下の結果となった。値は拭き取り液1mL中の生存菌数 (cfu) を示す。ノズル先端断面からは生存菌が検出されず、検出された側面においてもその菌数は0.1%未満であり、トータルとして99.9%の殺菌能力を確認できた(当実験は第三者機関により実施された)。

ピペット No.	側面 光源側	側面 ミラー側	ノズル先端 断面
1	0	2.0×10	0
2	0	0	0
3	1.9×10 <sup>2</sup>	0	0



マイクロピペットは付属しません。

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NUVC-6	マイクロピペット架数:シングル6本(1000μLまで) <sup>※</sup> 殺菌灯:UV-C、寿命約2000時間、1回の運転:28min	65,000円	52,800円

※多くのブランドが使用できます。詳しくはお問い合わせください(いずれのブランドにおいても5000および10000μL、マルチチャンネルタイプは使用できません)。  
●殺菌灯は中央にあり、チャンパー外周内壁には反射ミラーを備えていますので、ピペット下部全体に紫外線が当たります。●本製品の殺菌灯は一般的なものと異様に水銀を使用していますが、特殊用途の紫外線ランプであるため「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」の規制する「特定水銀使用製品」には該当しません。

全自動卓上小型高圧蒸気滅菌機

# Nichimate AutoClave

デモ機 貸出OK

15% OFF

マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。  
100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。

- Nichipetは、下記のAC-Bagに入れた状態で5~6本を収容できます。
- ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です(培地等の液体の滅菌は不可)。
- 加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAC-1	滅菌温度:121℃(20~90分)/132℃(5~90分) 乾燥温度:約100℃(0~90分)、送風機能あり 給水:本体上面から供給、約2.8L 電源:AC100V、1.44kw(3Pコンセント)	560,000円 (バスケット別売)	476,000円 (バスケット別売)

●本製品の压力容器種類は、小型压力容器のうち検が不要な規模である「(簡易)容器」です。●ドアバッキンおよびエアメントフィルターは、定期的な交換をお勧めしています。●水槽内の水(精製水+水道水を推奨)は、週に一度の交換をお願いします。●液体を滅菌することはできません。●連続使用はできません。一度運転した後は、20分以上の冷却時間が必要です。●本製品は研究用です。医療目的には使用できません。

■別売部品:バスケット 本体と一緒に必ずお求めください。

製品コード	おもな仕様	希望小売価格
00-NAC-1-OP1	被滅菌物を入れる必須のカゴ、出し入れに使うハンドルが付属 内寸:185(149)×270×99Hmm	18,000円



別売バスケット

オートクレープ用滅菌バッグ

# Nichimate AC-Bag

30% OFF

シングルのマイクロピペット1本にジャストサイズ。  
滅菌後は、開封しなければ中の滅菌状態を1年間維持できます。

Nichipet(NPX2およびNLT、各3本)のノズル内部をG. stearothermophilusの芽胞液(1.7×10<sup>5</sup> cfu/10μL)で汚染してから本製品に封入し、床置型オートクレープと上記NAC-1で高圧蒸気滅菌にかけた。滅菌後、ノズル内部を培地でリンスした回収液を培地に接種して培養した。結果、いずれも生育が認められず、NAC-1は、Nichipetのノズル内部を滅菌でき、本製品はその滅菌を阻害しないことが確認された【右表について:各3本のピペットのうち1本の試験結果3回分のみ示す。(-)生育なし(+)生育あり】。

■実験データ

床置型オートクレープ + 本製品			NAC-1 + 本製品		
回数	汚染	滅菌後培養結果	回数	汚染	滅菌後培養結果
1回目	1.7×10 <sup>5</sup>	NPX2 (-)	1回目	1.7×10 <sup>5</sup>	NPX2 (-)
		NLT (-)			NLT (-)
2回目		NPX2 (-)	2回目		NPX2 (-)
		NLT (-)		NLT (-)	
3回目		NPX2 (-)	3回目		NPX2 (-)
		NLT (-)			NLT (-)

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NACB-P100	100枚入、外寸130×400mm、ACインジケータ印刷あり 3方シール済(封をするためにヒートシーラーが必要) <sup>※2</sup>	7,000円	4,900円

※1. ACインジケータはオートクレープ(高圧蒸気滅菌)により水色から茶色に変色しますが、目安であり滅菌を保証するものではありません。※2. ヒートシーラーは幅130mmに対応し、180℃の熱がかけられるものをご用意ください。●本製品は、ご購入から1年以内にご使用ください。●本製品は研究用です。



サンプル提供OK



Nichipet Air(1000μL)を入れた場合

マイクロプレート用シェーカーインキュベーター

# Nichimate PlateShaker

マイクロプレート2枚用の手軽な  
シェーカーインキュベーター。  
温度精度に優れるヒーターで上下から加温。  
3mm振幅で96ウェルを確実に攪拌。

30% OFF

デモ機  
貸出OK




製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPS-2T	振とう速度／振幅:200~1200rpm, 3mm 使用温度範囲※1:室温+5℃~+70℃(設定可能範囲は0°~、ただし冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) ヒーター温度調節精度※1:±0.5℃(+37.0℃設定時:±0.3℃) タイマー設定範囲:1分~99時間59分 使用可能容器:マイクロプレート(SBS規格)×2枚※2 電源:AC100~240V(3Pコンセント接続、2Pコンセントアダプタは付属しません)※3	220,000円	154,000円

※1. 容器および試料がない(環境温度以外の温度的な負荷がない)場合の値です。なお、使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。 ※2. 十分な攪拌ができるのは96ウェルまでです。また、試料が1枚分のみであっても、空のマイクロプレートを用いて常に2枚を取り付けてください。なお、マイクロプレートはSBS規格に準じた多くのブランドが使用可能ですが、大切な試料を損なうことがないよう、あらかじめ空のマイクロプレートを用いて着脱の感覚や固定の具合を確かめておくことをお勧め致します。 ※3. 電源ケーブルは、必ず3Pコンセントに接続してください。2Pコンセントアダプタのご使用は電気安全上お勧めできないため、付属していません。●製品の仕様や外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。●写真の容器は付属しません。

小型多機能ローテーター

# Nichimate Rotator

ローテーターとしての動きに加え、  
ミキシング・シーソー・間欠回転も。  
容器ホルダー全種が標準付属。



4種の付属ホルダーで  
下記の容器架数となり  
ます(小は各2個付属)。



【動作の  
様子】



20% OFF

デモ機  
貸出OK

製品コード	振とうモード	容器架数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NRT	・Rotate(回転※).....5~70r/min ・Mix(間欠回転※+微震動).....5~30r/min ・Pause(間欠回転※).....5~35r/min ・Rock(シーソー).....2~10r/min ※回転は容器の取付方向によって転倒攪拌になります。	・0.5mLマイクロチューブなら24本 ・1.5/2.0mLマイクロチューブなら11本×2 ・φ12~13mm(5mLや7mL)チューブなら5本×2 ・15mLディスプレイ遠沈管なら5本×2 ・50mLディスプレイ遠沈管なら6本	93,000円	74,400円

# Twitter & YouTube やっています!

Twitterニチリョー公式アカウント

株式会社ニチリョー【公式】@NICHIRYO\_JP

キャンペーンや新製品、  
展示会など様々な情報を発信しています。  
またTwitter限定プレゼント企画を  
不定期で実施しています。



YouTubeニチリョー公式アカウント

公式ニチリョー

マイクロピペットのメンテナンスや、  
製品・サービスの紹介動画などを  
アップしています。



フォローとチャンネル登録を  
ぜひお願いいたします!



# キャンペーン期間内のお引合いかご購入で 送料・設置料が無料!!

シングルチャンネルモジュール式コンパクトサイズ分注ワークステーション

## NichiMart CUBE

直感的に操作できるソフトウェアで簡単プロトコル作成。  
ノズルヘッドは、シングルと8chを交換可能。  
PCR反応液のセットアップの自動化等に。

- 画面上でエリアに容器を配置し各値を調整するだけでプロトコル作成
- ノズルヘッド交換式 (標準:200 $\mu$ L、オプション:30/1000/1200/8ch 220 $\mu$ L/  
洗浄式ノズルユニット)
- 液面検知<sup>\*</sup>や外部機器接続用I/Oポートを搭載

<sup>\*</sup>8chおよび洗浄式のノズルユニットは対象外)



【説明動画】




### 【おもな機能】

#### プロトコルの作成・変更および実行

プロトコル作成や変更、および実行に使用するソフトウェア〈NichiMaster CUBE〉の操作は、グラフィカルなユーザーインターフェースにより直感的です。具体的には、マルチポジションのワークデッキグラフィック上にアダプターおよび容器（基本はいずれもSBSのフットプリント規格準拠）のグラフィックをドラッグ&ドロップして組み合わせるだけの簡単操作です。ワークデッキ上にアダプターおよび容器を配置すると、その座標がすぐに決定されます。基本的に、右図の画面のみでプロトコルの作成や変更、実行が行えます。

容器は各種マイクロプレートや試験管ラック、リザーバ等のほか、SBS規格外容器も追加登録できます。

なお、本ソフトウェアのご使用 (=NichiMart CUBEの操作) には別途、パソコンが必要です。パソコンの要求仕様は、右ページの「仕様・価格」をご覧ください。



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン特典
00-NMT-CUBE	標準システム構成:200 $\mu$ Lノズルヘッド、ベッセルアダプタ×6枚、電源ケーブル、通信ケーブル、ワークステーションソフトウェア〈NichiMaster CUBE〉 <sup>*</sup> ※パソコンは付属しません パソコン要求仕様:Windows 7/8/8.1(32/64bit版)/10(64bit版)、RS232Cポート、CD-ROMドライブ	2,000,000円~	送料・設置料 無料

マルチチャンネル自動分注・希釈・振とう装置

## NSP-7000R

96ウェルフォーマット用のコンパクトな自動分注装置。  
卓上設置容易、パソコン不要、タッチパネルで簡単操作。

- ディスポーザブルチップ自動交換
- チップラックや96ウェルは、8chと12chの両方向に使用可能
- プロトコルは使用時に簡単呼び出し、最大80ファイル連続操作可能
- 分注容量を1 $\mu$ L単位で可変



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン特典
00-NSP-7000R	設置寸法(縦置き時):303×810×585Hmm、分注容量:10~210 $\mu$ L、ノズルヘッド:210 $\mu$ L×12ch、 分注速度:100 $\mu$ L単純分注時45秒/96ウェルプレート <sup>*</sup> ※チップは別売、パソコンは不要です。 適合容器:SBS規格96ウェルプレート/チューブプレート、その他:ワークテーブルにプレートミキサー内蔵	1,850,000円	送料・設置料 無料

株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/>

✉ [info@nichiryo.co.jp](mailto:info@nichiryo.co.jp)

●ご記入頂きました個人情報は製品やサービスの情報提供等の営業活動にのみ使用致します。弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、弊社Webサイト(<https://www.nichiryo.co.jp/info/privacy.html>)をご参照ください。

●表示価格は消費税を含みません。 ●`Nichipet、`Nichipet Air、`Pipette Mate、`NichiMart、`Nichimate、(株)ニチリョーの登録商標です。

●販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。



ニチリョー プライバシー  
ポリシー