


Semi-automation of virus RNA

Purification with A200 workstation.

サンプル調製自動化装置 **Resolvex®A200** ウイルスPCR検査支援キャンペーン

キャンペーン

新規A200ご購入のお客様
2020年12月31日までのお申込み



A200ご購入時にQIAGEN社製 QIAamp 96 plate用プログラムとアダプター一式を無料でご提供します。

さらに、QIAamp 96 plate以外のスクリプトができた際は、無料でご使用のA200に追加アップロード致します。

Waters社製 μ Elutionプレートのような96ウェルカラムプレートを使った一般的な固相抽出でも、アダプター一式は必須になります。固相抽出システムご検討の際は、ぜひこのキャンペーンをご利用ください。

迅速なウイルスRNA精製自動化

●自動化による時間短縮

加圧式固相抽出ワークステーション Resolvex A200 による、96ウェルプレートタイプのウイルスRNA精製キットを使ったウイルスRNA精製は、半自動ながら運用レベルで96サンプルあたり精製時間を30分程度に短縮できます。

●米国で多数の納入実績

米国Curative-Korva社では、FDAのEUA承認下、大量のPCR検査用ウイルスRNA精製に多数のA200が使用されています。

●コロナ第2波、第3波への対応

これからの新型コロナウイルス感染拡大に備え、A200 を利用して迅速かつ簡便でヒューマンエラーを回避したウイルスRNA精製自動化を実現することが可能です。

キャンペーンのお申込み & お問い合わせ



<https://bit.ly/3n6gXsf>

迅速かつ簡便で人的エラーを回避
ウイルスRNA精製を
30分/96サンプル程度に短縮

サンプル調製自動化装置 Resolvex® A200



製品特長

- 磁気ビーズ法と比べて品質の優れているカラム法を半自動化
- チップなどのプラスチック類の消耗品が不要
- オープンプラットフォーム
様々なキットに対応可能なので、キットの供給リスクを回避
- 安定の加圧式マニホールドを使用
- クリーンベンチ内で使用可能
タッチパネルで自動化全ての操作が可能
マニュアル操作が必要になるとアラームでのお知らせと
操作手順が自動表示

主なアプリケーション

- タンパク質やペプチドサンプルから脱塩や蛍光色素除去
- 逆相あるいはイオン交換クロマトによるターゲット分子の精製
- プラスミドDNAおよびRNA/DNAの精製
- サンプル分画処理前のバッファー交換
- ステロイド、カテコールアミン、TDM、DoA、ビタミン等のSPE精製
- 脂質の分画
- 様々な用途のフィルター処理



キャンペーンのお申込み & お問い合わせ



<https://bit.ly/3n6gXsf>

※価格および仕様は事前通知なく、改訂される場合がございますので、必ず御注文時にご確認下さい。

A200 Campaign Oct 2020

代理店



テカンジャパン株式会社

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16
川崎デックセンター

TEL: 044-556-7311 / FAX: 044-556-7312

大阪営業所 TEL: 06-6305-8511 / FAX: 06-6305-3167

<http://www.tecan.co.jp>