

細胞回収用 低吸着コニカルチューブ



クリア

低吸着

15mLタイプ

【使用可能温度】 -80℃ ~ 40℃

【遠心強度】 4,640 G

(社内データ：回転時間10分、スイングローター、ゴムクッション使用)

※参考値であり、保証値ではございません。

ステムフル®

【特長】

- ▶ 幹細胞等の**吸着性の強い細胞**の回収に大きな効果を発揮します。

【論文使用細胞例】

- ✓ 間葉系幹細胞 (MSC)
- ✓ 眼系細胞
- ✓ 腸管細胞

- ▶ 基材表面とポリマーが化学的に共有結合しており、表面処理由来の**溶出物を低減**します。

- ▶ PET樹脂のため**透明性**に優れ、効率的な遠心分離・回収操作ができます。

幹細胞等、吸着性の強い細胞の回収率を向上



低吸着

50mLタイプ

プロテオセーブ®SS

【特長】

- ▶ **独自の親水性ポリマーコート**により、容器へのサンプルの吸着を抑制した理化学製品です。
- ▶ コーティングは、ポリマーを共有結合させることで、強固で均一な容器内表面が可能となり、**耐溶性・耐熱性・耐寒性**を実現しました。

放射線滅菌済み

品番	品名	材質	容量	包装	参考価格 (税別)
MS-90150	ステムフル® 遠沈管15mL	本体：PET フタ：PE	15mL	5本/包 100本/ケース	¥29,000
MS-52550	プロテオセーブ®SS 遠沈管50mL	本体：PP フタ：PE	50mL	5本/包 100本/ケース	¥27,000

サンプル依頼書

ご希望のサンプル品がございましたら、下記一覧へ「○」をご記入のうえ、FAXもしくはEメールをお送り下さい。

FAX : 03-5462-4835

E-mail : s-bio@sumibe.co.jp

サンプル一覧表

品番	品名	形状		サンプル 容量	ご希望の製品に ○をご記入下さい。
		材質	容量		
MS-90150	ステムフル [®] 遠沈管15ml	本体：PET フタ：PE	15ml	5本入り	
MS-52550	プロテオセーブ [®] SS遠沈管50ml	本体：PP フタ：PE	50ml	5本入り	

【送付先】

■ご施設名：

■ご所属名：

(住所) 〒

(電話番号)

(ご要望事項)

■ご担当者名：

(内線)


住友ベークライト株式会社

■ ヘルスクエア営業本部 バイオ製品営業部/バイオ事業開発部
 ■ 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
 ■ Tel: 03-5462-4831 ■ E-mail: s-bio@sumibe.co.jp
 ■ Fax: 03-5462-4835 ■ URL : <http://www.sumibe.co.jp>